

NL

*Elektronische  
acupunctuurapparaat  
– Modelnr. 93 423  
Gebruiksaanwijzing  
(niet voor medische  
doeleinden)*



### Inauguratie

Het apparaat is een belangrijke innovatie voor de verlichting van pijn en spierspanning. Het is zeer eenvoudig te gebruiken (met slechts één hand). Het wordt gevoed door een 9V alkalinebatterij (6LR61, niet inbegrepen). Spierspanning en pijn kunnen worden verlicht door het stimuleren van gevoelige gebieden en het herstel van het welzijn. Stimulatie stimuleert en verfrist ook je hele lichaam. Het is draagbaar, u kunt het overal mee naartoe nemen en op elk moment gebruiken.

### Hoe werkt het?

De stimulatie moet uw lichaam in staat stellen om te reageren op het vrijkomen van het natuurlijke hormoon endorfine, dat door de hersenen wordt afgegeven. Wat verantwoordelijk is voor pijnbestrijding. Het activeert deze lichamelijke functie door lokaal in te werken op de pijnpunten met 36 punten.

### Voorzorgsmaatregelen

Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van of bij verwondingen, snijwonden, wonden of huiduitslag. Niet gebruiken als u hartproblemen heeft, trombose heeft of zwanger bent. Raadpleeg uw arts in geval van twijfel.

De volgende paragrafen geven gedetailleerde aanbevelingen voor het juiste gebruik van het apparaat.

### OPMERKING:

Plaats het apparaat niet in de handen van kinderen.

### Hoe gebruik ik het?

- 1 Schakel het apparaat in door het wiel op het laagste intensiteitsniveau te draaien.
2. plaats het apparaat op het gewenste gebied van het lichaam en stimuleer dit gebied met lichte cirkelvormige bewegingen.
3. kies de juiste intensiteit (er zijn 5 intensiteitsniveaus) door aan het stuur te draaien totdat u een aangenaam tintelend gevoel voelt. U kunt de intensiteit

tijdens het gebruik wijzigen, maar de intensiteit moet wel passend zijn.

### AANBEVELING:

Als extra voorzorgsmaatregel dient u eerst de laagste intensiteit te kiezen. Als u kiest voor de hoogste intensiteit, houd dan nooit uw hoofd op slechts één plaats. Gebruik het apparaat ALLEEN met ronddraaiende bewegingen. Stimuleer het gekozen gebied bij voorkeur gedurende 3-7 minuten met lichte cirkelvormige bewegingen op de huid (of langer, afhankelijk van de instelling en gevoeligheid).

Druk het apparaat niet te hard op de huid, omdat het irritatie kan veroorzaken.

4. Als het apparaat wordt gebruikt voor pijn, kan de pijn worden verlicht vanaf de eerste toepassing. Herhaal de toepassing als u weer pijn ervaart. Als u chronische pijn heeft, kunt u betere resultaten bereiken als u de toepassingen regelmatig gebruikt.

**OPMERKING:** Lichte roodheid kan tijdens of na gebruik optreden, maar zal snel verdwijnen.

Het volgende diagram toont de traditionele acupunctuurposities die het beste werken om uw welzijn te herstellen.



- **Hoofdpijn**  
2 mn op elk punt  
minimaleintensiteit
- **Revitalisering**  
2 mn op elk punt  
minimaleintensiteit
- **Rugpijn**  
3 min op elk punt  
average intensiteit
- **Schouderpijn**  
2 mn op elk punt  
minimaleintensiteit
- **Slapeloosheid**  
3 min op elk punt  
medium intensiteit

## Hoofdpijn



Gebruik het apparaat met cirkelvormige bewegingen rond de weergegeven punten.



Figuur 1 - De meest effectieve posities voor lichte hoofdpijn.



Fig. 2 - Overbelastingspositie.

Fig. 3 - Voor algemene hoofdpijn

## Rugpijn



De meest voorkomende pijn komt voor in de onderrug. Dit wordt veroorzaakt door plotselinge bewegingen, een slechte houding, gespannen spieren, enz. Stimuleer de gebieden die hieronder worden getoond

## Schouderpijn



Oorzaak: spierspanning, intensieve fysieke belasting (sport), stress, enz. Stimuleer de onderstaande gebieden. Neem de voorwaarden in acht die onder "Voorzorgsmaatregelen" zijn aangegeven.

## Elleboogpijn



Oorzaak: spierspanning, intensieve fysieke belasting, stress, enz. Stimuleer de onderstaande gebieden. Neem de voorwaarden in acht die onder "Voorzorgsmaatregelen" zijn aangegeven.

## Kniepijn



Oorzaak: spierspanning, intensieve lichaamsbeweging (sport), stress, enz. Stimuleer de onderstaande gebieden. Neem de voorwaarden in acht die onder "Voorzorgsmaatregelen" zijn aangegeven.



Afb.2: De meest effectieve posities voor kniepijnbestrijding

ATTENTIE!!!!!!  
De retourzending is uitgesloten, indien de goederen door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

### AFVALVERWIJDERING:

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Zorg voor de verpakking en deze te recycleren in het inzamelsysteem.



Gooi het artikel en de batterijen op een milieuvriendelijke manier weg als u zich niet in de buurt bevindt van Ik wil graag afscheid van hem nemen. Het apparaat en de batterijen horen niet thuis in de Huishoudelijk afval. Gooi ze af bij een recyclingbedrijf voor elektrisch en elektronisch afval oude elektronische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Lokaal bestuur. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Strasse 3  
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische vragen kunt u contact opnemen met in Duitsland tot 0180 530.

© 19.06.2019