



23469




CE Pat.Pending
Made In China

2nd. Assembling instruction


1. Insert master pole(3) into back wheels(1). The side with the holes of master pole face front.




2. Put front wheel(1) into the master pole(3), let the copper bead through out the hole.



3. Assemble handle on the upper of master pole(3), and use "C" button(6) to fix it.




4. Hang the basket on the hook of back wheels(1)



User's manual for Combi-crutch




1st. Component list:



1. Back wheels

2. Front wheel

3. Master pole




4. Handle

5. Basket

6. C"button

7. Leg tube



SE Ergo WalkAid är lämplig för personer som använder käpp eller krycka och är bra för rehabilitering och motion. Den fungerar även som ett ergonomiskt stödhjälpmedel. VARNING! Ergo WalkAid är endast avsedd för användare med tillräcklig balansförmåga. Iaktta försiktighet vid lutande mark. Ergo WalkAid bör inte användas vid halt eller ojämnt väglag. Se till att alla sprintar sitter rätt före användning. Om möjligt, byt arm för att undvika långvarig statisk belastning. Ej avsedd för nyopererade eller för personer med stora balansproblem. Max belastning 100 kg. Höjinställning: OBS! Se till att ha rätt höjinställning. Sprinten måste vara helt inskjuten! Vid osäkerhet, kontakta säljare. Garanti: Vi lämnar två års garanti på din Ergo WalkAid (Hälsokryckan). Detta gäller ej slitagedelar.

GB Ergo WalkAid is suitable for persons that use a crutch or a walking stick and is good for rehabilitation and exercise. It also works as an ergonomic support aid. WARNING! The product is designed for users with sufficient balance and ability to fend off unexpected movement. If you are unsure whether the device is suitable for you, ask a knowledgeable person. Warning! The product should not be used in slippery conditions. Not to be used by newly operated persons or persons with big balance problem. Max weight: 100 kg. Height adjustment: It is important that the correct height is used. If unsure, consult an expert. Make sure the pin is fully inserted! Warranty: We give two years warranty on your Ergo WalkAid if being used normally. This does not apply to wear items.

NO Ergo WalkAid er egnet for personer som bruker en krykke eller stokk, og til bruk i rehabilitering og trening. Det fungerer også som et ergonomisk hjelpemiddel. SIKKERHET: Ergo WalkAid skal bare brukes av personer som har tilstrekkelig balanseevne. Vær svært forsiktig på hellede underlag. Ergo WalkAid bør ikke brukes når det er glatt på veien. Kontroller at alle stiftene sitter korrekt før bruk. Bytt om mulig arm for å unngå langvarig statisk belastning. Må ikke brukes av personer som nylig er operert eller har et alvorlig balanseproblem. Maks. vekt: 100 kg. Juster krykkens høyde. OBS! Sørg for at krykken er stilt inn på riktig høyde. Stiften skal være skjævet helt inn! Ta kontakt med selgeren hvis du er usikker. Garanti: Vi gir 2 års garanti på Ergo WalkerAid(helsekrykken). Garantien gjelder ikke slitagedeler.



FI Ergo WalkAid sopii henkilöille, jotka käyttävät kainalosauvoja tai kävelykeppiä, ja se soveltuu hyvin kuntoutukseen ja liikuntaan. Sitä voi myös käyttää ergonomisena tukena. VAROITUS! Tuote on tarkoitettu kävelyueksi käyttäjille, joilla on riittävä hyvä tasapaino ja jotka pystyvät sopeutumaan odottamattomiin liikkeisiin. Jos olet epävarma siitä, mikä on sinulle sopiva apuväline, kysy neuroa asiantuntevalta henkilöltä. Ole varovainen kaltevilla alustalla. Älä käytä portaissa. Varoitus! Liukastumisvaara. Tuotetta ei saa käyttää liukkaalla alustalla. Ei soveltu juuri leikkauksen läpikäyneille henkilöille tai henkilöille, joilla on vakava tasapaino-ongelma. Käyttäjän enimmäispaino: 100 kg. Korkeussäätö: Huomaa! On tärkeää, että korkeus on säädetty oikein. Pyydä tarvittaessa apua! Varmista, että sokka on kokonaan. Takuu: Myönnämme Ergo WalkAid kahden vuodet takuun edellyttäen, se on normaalissa käytössä. Takuu ei koska kuluvia osia.

DK Ergo WalkAid er velegnet til personer, der bruger krykker eller gæstok og er god til genoptræning og motion. Den virker også som et ergonomisk hjælpemiddel. SIKKERHED. Ergo WalkAid er kun beregnet til brugere med tilstrækkelig balanseevne. Udvis forsigtighed ved hældende underlag. Ergo WalkAid bør ikke anvendes på glatte underlag. Sørg for, at alle ben er korrekt monteret før anvendelse. Skift evt. arm for at forebygge langvarig statisk belastning. Den må ikke anvendes af personer, der lige er blevet opereret eller af personer, der har store balanceproblemer. Maks. vægt: 100 kg. Højdeindstilling: OBS! Sørg for at have den rette højdeindstilling. Armene skal være helt indskudt! Kontakt sælger i tvivlstilfælde. Garanti: Vi leverer to års garanti på din Ergo WalkAid (helsekrykken). Dette gælder ikke sliddele.


DE Die Ergo WalkAid zu Rehabilitations- und Trainingszwecken eignet sich für Personen, die eine Krücke oder einen Gehstock anwenden. Sie kann auch als ergonomische Stützhilfe dienen. WARNHINWEIS! Das Produkt ist als gehilfe ausschlie. Blich für Personen mit ausreichender balance bestimmt, die auf unvorherger gesehene Ereignisse angemessen reagieren können. Wenn Sie unsicher sind, ob dieses Hilfsmittel für sie geeignet ist, lassen Sie sich von einer sachkundigen person beraten. Auf abschüssigem Gelände vorsichtig laufen. Darf nicht auf Treppen verwendet werden. Warnhinweis! Verletzungsgefahr. Das Produkt darf nicht auf glatten Wegen verwendet werden. Nicht anzuwenden von Personen, die gerade operiert wurden oder unter erheblichen Gleichgewichtsstörungen leiden. Maximales Gewicht: 100 kg. Höheinstellung: Bitte beachten! Es ist wichtig, dass die richtige höhe eingeställt wird. Bei Unsicherheiten eine sachkundige Person fragen! Darauf achten, dass der Stift vollständig eingeschoben. Garantie: Auf Ihren Ergo WalkAid gewähren wir eine Garantie von zwei Jahren unter der Voraussetzung dass das Produkt normal verwendet wird. Die Garantie gilt nicht für Verschleisssteile.

FR Ergo WalkAid est indiqué pour les personnes qui utilisent une béquille ou une canne, et est bon pour la rééducation et l'exercice physique. Il fonctionne également comme un support ergonomique. SÉCURITÉ. Ergo Walker est conçu pour des utilisateurs capables de conserver l'équilibre. Soyez prudent sur les sols en pente. Ne pas utiliser Ergo Walker sur un sol givré ou glissant. Assurez-vous que toutes les goupilles sont correctement mises en place avant utilisation. Si possible, changez de bras régulièrement pour éviter une charge statique prolongée. À ne pas utiliser par des personnes récemment opérées ou atteintes d'un important problème d'équilibre. Poids maximal: 100 kg. Réglage de la hauteur: Attention! Assurez-vous que vous que le réglage en hauteur est adéquat. La goupille doit être insérée à fond! En cas de doute, contactez le vendeur. Garantie: Nous offrons une garantie de deux ans pour votre Ergo WalkAid (La béquille santé). Cette garantie n'inclut pas les pièces d'usure.



ES Ergo WalkAid es adecuado para aquellas personas que utilizan muletas o bastón, y es bueno para la rehabilitación y otros ejercicios. También trabaja como una ayuda de apoyo ergonómico. ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones por caído. El producto tan solo esta. Destinado a ser un apoyo para caminar, para usuarios con el suficiente equilibrio y capacidad de frenar movimientos imprevistos. Si no esta seguro de que le aporte resulta apropiado para usted, pide consejo a un experto. Tenga precaución al caminar en suelo en pendiente. No se debe usar en escaleras. Advertencia! Riesgo de lesiones por caídas. El producto no se debe utilizar en suelos resbaladizos. Personas recién operadas o con importantes problemas de equilibrio no deben utilizarlo. Peso máx.: 100 kg. Ajustes de altura: A tener en cuenta! Es importante tener la altura correctamente ajustada. En caso de duda, consulte con un experto. Asegurese de que el pasador esta totalmente metido. Garantía: Ofrece mos dos años de garantía sobre su Ergo WalkAid a condition de que se use de forma normal. Esto no incluye las piezas de desgaste.



3rd, Revert to crutch instruction.




1. Remove the front wheel(2) from the master pole(3)



2. pull the main body from the back wheels(1)

3. Assembl the leg tube(7) on the main body.



27469

User's manual for Combi-crutch

1st. Component list:

1. Back wheels 2. Front wheel 3. Master pole

4. Handle 5. Basket 6. C-button 7. Leg tube

1. Gebrauchsanweisung Combi-crutch

Komponentenliste

1. Hinterräder
2. Vorderrad
3. Haupt Pole
4. Handgriff
5. Korb
6. "C"Knopf
7. Beinrohr

1. Gebruiksaanwijzing voor de Combi-crutch

Lijst van onderdelen:

1. Achterwielen
2. Voorwiel
3. Basisstang
4. Handvat
5. Mandje
6. C-klem
7. Poot

1. Le manuel de l'utilisateur pour la béquille combinée

Liste des composants :

1. Roues arrière
2. Roue avant
3. Tube principal
4. Poignée
5. Panier
6. Bouton « C »
7. Tube du pied

2. Instructions de montage

1. Insérer le tube principal (3) dans les roues arrière (1). Le côté perforé du tube principal est tourné vers l'avant.
2. Placer la roue avant (2) dans le tube principal (3), la bille en cuivre doit passer dans le trou.
3. Monter la poignée sur la partie supérieure du tube principal (3), et utiliser le bouton « C » (6) pour la fixer.
4. Accrocher le panier sur le crochet des roues arrière (1)

3. Instruction inverse pour la béquille

1. Retirer la roue avant (2) du tube principal (3)
2. Tirer le cadre principal des roues arrière (1)
3. Monter le tube du pied (7) sur le cadre principal.

2nd. Assembling instruction

1. Insert master pole(3) into back wheel(1). The side with the holes of master pole face front.

2. Put front wheel(2) into the master pole(3), let the copper bead through out the hole.

3. Assemble handle on the upper of master pole(3), and use "C" button(6) to fix it.

4. Hang the basket on the hook of back wheel(1).

2. Zweite Montageanweisung

1. Stecken Haupt Pole(3) in Hinterräder(1). Die Seite mit den Löchern des Haupt Pole Gesicht Vorder.
2. Setzen Vorderrad(2) in die Haupt Pole(3), lassen Sie die Knopf Kupfer durch aus dem Loch.
3. Montieren Handgriff auf der Haupt Pole(3), und verwenden Sie "C"Knopf, um es zu beheben.
4. Hängen Sie den Korb auf dem Haken der Hinterräder(1).

2. Montagehandleiding

1. Zet de basisstang (3) met de gaatjes aan de voorzijde in de constructie van de achterwielen (1).
2. Zet het voorwiel (2) in de basisstang (3), laat het koper in het gaatje vallen.
3. Bevestig het handvat boven aan de basisstang (3) en gebruik de C-klem (6) om het vast te zetten.
4. Hang het mandje aan het haakje bij de achterwielen (1).

3rd. Revert to crutch instruction.

1. Remove the front wheel(2) from the master pole(3).

2. Pull the main body from the back wheel(1).

3. Assemble the leg tube(7) on the main body.

Zurück zur Krücke Anweisung

1. Entfernen Sie das Vorderrad (2) aus dem Haupt Pole (3).
2. Ziehen Sie den Hauptteil aus dem Hinterrad (1).
3. Montieren die Beinrohre (7) auf dem Haupt Pole.

3. Handleiding ombouwen naar kruk

1. Verwijder het voorwiel (2) van de basisstang (3).
2. Trek de basisstang uit de constructie van de achterwielen (1).
3. Bevestig de poot (7) aan de basisstang.

USER MANUAL Ergo WalkAid Sweden (Hälsokryckan)

Swedish | Español | Deutsch | Suomi | English | Nederlands | Français

SV
VAROITUS! Risk for falls. Ergo WalkAid är endast avsedd för användning med tillräcklig balansförmåga. Inläs försiktighet vid tilläggning.
 Ergo WalkAid är inte avsedd för högt vägg.
 Se till att stå spritt när du tillägger. Om möjligt, byt arm för att undvika långvarig statisk belastning.

Hälsöppanläggning
 ÖÖÖ Se till att ha rätt höjningsställning. Sprittan måste vara helt i kontakt med ordentligt kontaktad stötpå.

ES
ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones por caídas. El producto no solo es para destruido a ser un apoyo para caminar, para usuarios con el suficiente equilibrio y capacidad de tener movimientos imprevisibles.
 Si no está seguro de que el deporte resulta apropiado para usted, más consejo a un experto. Tenga precaución al caminar en suelo no pedregoso. No se debe usar en escaleras.

Advertencia! Riesgo de lesiones por caídas. El producto no se debe utilizar en suelos resbaladizos.

Ajustes de altura
 A tener en cuenta! Es importante tener la altura correctamente ajustada. En caso de duda, consulte con un experto. Asegúrese de que el pasador está totalmente metido.

DE
ACHTUNG! Sturzrisiko Körperverletzung. Ergo WalkAid ist für Benutzer mit ausreichendem Gleichgewichtsfähigkeit, bestmögliche, Vorwärts beim schrittigen Boden. Ergo WalkAid sollte nicht auf glatten Boden verwendet werden. Sicherheitsfaktoren, dass Alle Boden korrekt sind vor dem Gebrauch. Wenn möglich, ersetzen Sie den Arm, um längere statische Belastung zu vermeiden.

Hälsöppanläggning
 Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Höhe auf das Gerät haben. Der Boden muss vollständig eingetragene werden. Wenn in Zweifel Verkäufer kontaktieren.

FI
VAROITUS! Kaatumisvaara. Tuote on tarkoitettu käytäväkauti käytettävä, jotta on riittävä työt tasapaino ja jotta pystytään odottamattomiin tilanteisiin. Jos olet epävarma siitä, mikä on sinulle sopiva apuväline, kysy neuvoa asiantuntijalta hoitokästä. Ole varovainen kalpeilla alustoilla. Älä käytä portaita.

Väroitus! Kätkäntuimivaara. Tuote ei ole tarkoitettu kalpeilla alustoilla.

Korkeusääö
 Kätkäntuim vaara! On tärkeää, että korkeus on oikein asetettu. Pyytäkää asiantuntijalta neuvoa, mikä on oikea.

EN
WARNING! Risk of injury falls. The product is designed for users with sufficient balance and ability to fend off unexpected movement. If you are unsure whether the device is suitable for you, seek a knowledgeable person.
 Warning! Risk of slip injury. The product should not be used in slippery conditions.
 Height adjustment
 It is important that the correct height is used. If unsure, consult an expert. Make sure the pin is fully inserted!

NL
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door vallen. De Ergo WalkAid is alleen bestemd voor gebruikers met voldoende evenwichtvermogen. Gebruik het toestel alleen in voorzichtige gebieden. Gebruik de Ergo WalkAid niet op een glad oppervlak. Zorg er voor gebruik voor dat alle personen juist bevestigd zijn. Wissel indien mogelijk van arm om langdurige statische belasting te voorkomen.

Hoogte-instelling
 LET OP! Zorg voor een juiste hoogte-instelling. De pin moet volledig ingeschoven zijn. Neem in geval van twijfel contact op met de verkoper.

FR
ATTENTION! Risque de blessures par chute. Ergo WalkAid est uniquement destinée aux utilisateurs avec une capacité d'équilibre suffisante. Soyez prudent(s) sur les surfaces instables. Ergo WalkAid ne doit pas être utilisé sur des surfaces glissantes. Assurez-vous que toutes les broches sont correctement placées avant toute utilisation. Si possible, changez de bras pour éviter une charge statique prolongée.
 Réglage de la hauteur
REMARQUE! Soyez sûr(s) d'avoir la bonne hauteur. La broche doit être complètement insérée! En cas de doute, contactez le vendeur.

Garantia
 Vii kättärvä tvi ään gerantia pö öin Ergo WalkAid (Hälsökryckan). Detta gäller ättageöster.
 Garantia
 oferea möe öone öne gerantia, sobre su Ergo WalkAid a condición de que se use de forma normal. Esto no incluye las piezas de desgaste.
 Garantia
 Vii ööien tvee jaar gerantia op uw Ergo WalkAid.
 Die Gerantia öit nicht de Verschleißteile.
 Teltava
 Myyntillemma Ergo WalkAid kahtien vuootta kättärvä eödyttöinen, se on normaalissa käyttöön. Teltava ei kättärvä ööine ööine.
 Warranty
 We give two years warranty on your Ergo WalkAid if being used normally. This does not apply to wear items.
 Garantia
 Vii ööien tvee jaar gerantia op uw Ergo WalkAid.
 Dit is niet van toepassing in geval van slijtage.
 Garantia
 Nous proposons une garantie de deux ans sur votre Ergo WalkAid. Ceci n'est pas valable pour les pièces d'usure.

Weight 3 kg Height 97-111 cm

USER MANUAL Ergo WalkAid Sweden (Hälsokryckan)

Swedish | Español | Deutsch | Suomi | English | Nederlands | Français

SV

WARNING! Risk för fallskada. Ergo WalkAid är endast avsedd för användare med tillräcklig balansförmåga. Iaktta försiktighet vid lutande mark. Ergo WalkAid bör inte användas vid halt väglag. Se till att alla sprintar sitter rätt före användning. Om möjligt, byt arm för att undvika långvarig statisk belastning.

Höjdninställning

OBS! Se till att ha rätt höjdninställning. Sprinten måste vara helt inskjuten! Vid osäkerhet kontakta säljare.

ES

ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones por caldo. El producto tan solo esta. Destinado a ser un apoyo para caminar, para usuarios con el suficiente equilibrio y capacidad de frenar movimientos imprevistos. Si no esta seguro de que le aporte resulta apropiado para usted, pide consejo a un experto. Tenga precaución al caminar en suelo en pendiente. No se debe usar en escaleras.

Advertencia! Riesgo de lesiones por caídas.

El producto no se debe utilizar en suelos resbaladizos.

Ajustes de altura

A tener en cuenta! Es importante tener la altura correctamente ajustada. En caso de duda, consulte con un experto. Asegurese de que el pasador esta totalmente metido.

DE

ACHTUNG! Sturzrisiko Körperverletzung. Ergo WalkAid ist für Benutzer mit ausreichenden Gleichgewicht Fähigkeit beabsichtigt. Vorsicht beim schrägen Boden. Ergo Walkaid sollte nicht auf glatten Straßen verwendet werden. Sicherzustellen, dass Alle Bolzen korrekt sind vor dem Gebrauch. Wenn möglich, ersetzen Sie den Arm, um längere statische Belastung zu vermeiden.

Höhenanpassung

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Höhe auf das Gerät haben. Der Bolzen muss vollständig eingefügt werden! Wenn in Zweifel Verkäufer kontaktieren.

FI

VAROITUS! Katumisvaara. Tuote on tarkoitettu kävelyueksi käyttäjille, joilla on riittävästi hyvä tasapaino ja jotka pystyvät sopeutumaan odottamattomiin liikkeisiin.

Jos olet epävarma siitä, mikä on sinulle sopiva apuväline, kysy neuroa asiantuntevalta henkilöltä. Ole varovalnen kaltevalla alustalla. Älä käyvä portaalissa.

Varoitus! Liukastumisvaara. Tuotetta ei saa käyttää liukkaalla alustalla.

Korkeussäätö

Huomaal! On tärkeää, että korkeus on säädetty oikein. Pyydä tarvittaessa apua! Varmista, että sokka on kokonaan.

EN

WARNING! Risk of injury cases. The produkt is designed for users with sufficient balance and ability to fend off unexpected movement. If you are unsure whether the device is suitable for you, ask a knowledgeable person.

Warning! Risk of slip injury. The product should not be used in slippery conditions.

Height adjustment

It is important that the correct height is used. If unsure, consult an expert. Make sure the pin is fully inserted!

NL

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door vallen. De Ergo WalkAid is alleen bestemd voor gebruikers met voldoende evenwichtsvermogen. Op hellend terrein is voorzichtigheid geboden. Gebruik de Ergo WalkAid niet op een glad wegdek. Zorg er voor gebruik voor dat alle pinnen juist bevestigd zijn. Wissel indien mogelijk van arm om langdurige statische belasting te voorkomen.

Hoogte-instelling

LET OP! Zorg voor een juiste hoogte-instelling. De pin moet volledig ingeschoven zijn. Neem in geval van twijfel contact op met de verkoper.

FR

ATTENTION! Risque de blessures par chute. Ergo WalkAid est uniquement destinée aux utilisateurs avec une capacité d'équilibre suffisante. Soyez prudent(e) sur les surfaces inclinées.



Ergo WalkAid ne doit pas être utilisée sur des surfaces glissantes. Assurez-vous que toutes les broches sont correctement placées avant toute utilisation.

Si possible, changez de bras pour éviter une charge statique prolongée.

Réglage de la hauteur

REMARQUE! Soyez sûr(e) d'avoir la bonne hauteur. La broche doit être complètement insérée!

En cas de doute, contactez le vendeur.



Garanti

Vi lämna två års garanti på din Ergo WalkAid (Hälsokryckan). Detta gäller ej slitage.

Garantia

ofrece mos dos anos de garantia sobre su Ergo WalkAid a condicion de que se use de forma normal. Esto no incluye las piezas de desgaste.

Garantie

Wir bieten eine zwei Jährig Garantie auf Ihre Ergo Walkaid. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile.

Takuu

Myönnämme Ergo WalkAid kahden vuodem takuun edellyttäen, se on normaalissa käytössä. Takuu ei koska kuluvia osia.

Warranty

We give two years warranty on your Ergo WalkAid if being used normally. This does not apply to wear items.

Garantie

Wij bieden twee Jaar garantie op uw Ergo WalkAid. Dit is niet van toepassing in geval van slijtage.

Garantie

Nous proposons une garantie de deux ans sur votre Ergo WalkAid. Ceci n'est pas valable pour les pièces d'usure.

Weight 3 kg Height 97-111 cm