


Tensiomètre de bras

1. Vue générale




CONFIGURATION ET PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

2. Changement des piles

- Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière du moniteur.
- Insérez quatre piles de type "AAA" veuillez respecter la polarité des piles.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.

3. RéP o P o | Z μ OE š o š


- Pendant que le tensiomètre est en position OFF, appuyez sur le bouton "MEM" pendant 3 secondes, un signal sonore se fait entendre et l'affichage du temps clignote dans un premier temps (voir les photos sur la page suivante). Appuyez sur le bouton "START / STOP" pour naviguer entre les réglages. La séquence est: année, mois, jour, heure et minute. Pendant que les chiffres clignent, appuyez sur le bouton "MEM" faire défiler les chiffres. Maintenez le bouton MEM » pour que les chiffres défilent rapidement.
- Pour éteindre le moniteur, appuyez sur le bouton "START / STOP."



- c. Le tensiomètre s'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité
- d. Lorsque vous changez les piles, vous devez régler de nouveau la date et l'heure

4. Branchement du brassard au tensiomètre



Insérez le tuyau du brassard dans le connecteur situé à gauche de l'écran. Assurez-vous que le tuyau soit inséré correctement afin d'éviter les fuites d'air pendant la mesure de la pression artérielle



Évitez de compresser ou tordre le tuyau lors de la mesure, cela peut entraîner des erreurs ou être nocif en raison d'une pression trop importante.

5. Pose du brassard

- a. Tirer sur le bout du brassard par la boucle vers l'extérieur (loin de votre corps) puis «scratcher» la bande autour de votre bras.
- b. Placez le brassard autour de votre bras nu à 2 cm au-dessus de l'articulation du coude
- c. En position assise placez la paume de la main à l'envers vers le plafond en tendant le bras sur une surface plane comme un bureau ou une table. Placez le tuyau dans l'axe de votre bras. Vous devez pouvoir insérer un doigt entre votre bras et le brassard
- d. Le brassard doit s'adapter facilement et confortablement à votre bras. Vous devez pouvoir insérer un doigt entre votre bras et le brassard




6. Posture du corps pendant la mesure

- Asseyez-vous confortablement pour la prise de mesure
- a. Asseyez-vous en posant vos pieds à plat sur le sol, croisez pas les jambes.
- b. Placez la paume de la main à l'envers vers le plafond en tendant le bras sur une surface plane comme un bureau ou une table.
- c. > u]o] μ CE •• CE }]š !š CE μ v]À μ μ ^μ CE



Prise de mesure en position allongée


- a. Allongez-vous sur le dos.
- b. Placez votre bras gauche le long de votre corps avec votre paume orientée vers le plafond.



X > CE •• CE }]š !š CE %o μ u!u v]À μ <μ À}š CE ^μ CE X

Une fois cela fait appuyez sur le bouton Start. L'appareil va automatiquement serrer votre bras, gardez votre calme et étendez-vous. Ne parlez pas. Veuillez attendre jusqu'à ce que l'écran affiche les résultats finaux. Veuillez trouver ci-dessous le tableau pour analyser ces résultats.

7. Grille de lecture



8. Résultats enregistrés

Après la mesure, vous pouvez consulter les résultats dans la mémoire en appuyant sur le bouton "MEM". Vous pouvez également appuyer sur le bouton "MEM" pour afficher les résultats enregistrés. Pour afficher plusieurs données enregistrées dans la mémoire, l'écran LCD affiche le résultat le plus récent de la pression artérielle.

9. Dépannage

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
L'écran affiche le symbole	Batterie déchargée	Remplacez les piles
L'écran affiche "Er 0"	Système de pression instable avant la mesure	Ne bougez plus et réessayez
L'écran affiche "Er 1"	Echec à détecter la pression systolique	
L'écran affiche "Er 2"	Echec à détecter la pression diastolique	
L'écran affiche "Er 3"	Système pneumatique bloqué ou le brassard est trop serré pendant la mesure	Positionnez le brassard correctement et recommencez
L'écran affiche "Er 4"	Défaut d'étanchéité du système de gonflage ou mauvaise installation du brassard	
L'écran affiche "Er 5"	Pression du brassard supérieure à 300mmHg	Attendez 5 minutes et reprenez la mesure.
L'écran affiche "Er 6"	Plus de 3 minutes avec la pression du brassard supérieure à 15 mmHg	
L'écran affiche "Er 7"	Erreur d'accès à la mémoire	
L'écran affiche "Er 8"	Erreur pendant la mesure	
L'écran affiche "Er A"	Disfonctionnement du capteur	
L'appareil ne s'allume plus	Erreur de manipulation ou forte interférence électromagnétique	Retirez les piles pendant 5 minutes et remettez-les.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'écran affiche des résultats anormaux	La position du brassard n'était pas correcte ou il n'a pas été correctement serré	Positionnez le brassard correctement et réessayez.
	Votre position n'était pas correcte lors de la prise de mesure	Vous réferez au paragraphe " Posture du corps pendant la mesure " et réessayez.
	Vous avez parlé, bougé ou êtes dans un état de nervosité ou d'énerverment anormal pendant la prise de mesure.	Refaire la mesure dans un état calme.
	Rythme cardiaque irrégulier (arythmie)	Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes souffrant d'arythmie grave d'utiliser ce tensiomètre électronique.

10. Caractéristiques techniques

Modèle	KD5005
Capacité de mémoire	120 mesures
^ } μ Œ [v Œ P]	Piles: 4 x 1.5 \--- Type AAA
Pression du brassard	0-300mmHg
Systolique:	60-260mmHg
Diastolique:	40-199mmHg
Pulsation cardiaque:	40-180 pulsations/minute

ENTRETIEN

1. Ne laissez pas tomber le moniteur, ne pas soumettre à des chocs violents.

2. Eviter les températures élevées et [AE % } •] š } v] v š v • μ • } o] o X E % •] u u C o [% % Œ] o cela pourrait o [Ū } u u P Œ X

3. Si le tensiomètre est utilisé par temps froid, laissez [o š u % • • [o] u š Œ o température ambiante avant utilisation.

4. Ne pas tenter de démonter cet appareil.

ñ X ^] À } μ • v [μ š] o • ì % • o – % % Œ] o % v v š μ v o } v P μ % Œ] }


Mise au rebut de l'appareil :



La directive Européenne 2012/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Fully Automatic Arm Cuff Blood Pressure Monitor

1. Overview



! It is inappropriate for people with serious arrhythmia to use this Electronic Sphygmomanometer.


SETUP AND OPERATING PROCEDURES

2. Battery replacement

- a. Open battery cover at the back of the monitor.
- b. Insert the battery with the correct polarity.
- c. Close the battery cover.

3. Clock and Date adjustment


- a. While the monitor is in Off Mode, pressing the MEM button for 3 seconds a beep is heard and the time format will blink at first. See pictures on next page.
 - Press the MEM button again to set the Year, Month, day, hour and minute.
 - Press the MEM button again to set the date.
 - Press the MEM button again to set the time.
 - Press the MEM button again to set the AM/PM.
 - Press the MEM button again to set the number. Keep on pressing the button "MEM", the number will increase fast.
- b. Press the MEM button again to confirm the time and date. The time and date is confirmed.



- c. The monitor will turn off automatically after 1 minute of no operation, with the time and date unchanged.
- d. Once you change the batteries, you should adjust the time and date.

4. CONNECTING THE CUFF TO THE MONITOR


Insert the cuff tubing connector into the socket in the left side of the monitor. Make certain that the connector is completely inserted to avoid air leakage during blood pressure measurements.




- ⚠ Avoid compression or restriction of the connector tubing during measurement which may cause inflation error, or harmful injury due to continuous cuff pressure.

5. Applying the cuff

- a. Pulling the cuff end through the medial loop (the cuff is packaged this already), turn it outward (away from your body) and tighten and close the elastic fastener.




- b. Place the cuff around a bare arm 2 cm above the elbow joint.
- c. While seated, place palm side in front of you on a flat surface such as a desk or table. Position the air tube in the middle of your arm in line with your middle finger.
- d. The cuff should fit comfortably, yet snugly around your arm. You should be able to insert one finger between your arm and the cuff.



6. Body posture during measurement


Sitting Comfortably Measurement

- Be seated with your feet flat on the floor, and do not cross your legs.
- Place palm up in front of you on a flat surface such as a desk or table.
- The middle of the cuff should be at the level of the right atrium of the heart.



Lying Down Measurement


- Lie on your back.
- Place your arm straight along your side with your palm up.
- The cuff should be placed at the same level as your heart.



Once done, press the button Start. The device will automatically straighten your arm, keep calm and relax. Do not talk. Please wait until the screen displays final results. Please find below a template to analyze these results.

7. Display reading

Classification of blood pressure for adults



BLOOD PRESSURE CLASSIFICATION	SBP mmHg	DBP mmHg	COLOR INDICATOR
Optimal	<120	<80	GREEN
Normal	120-129	80-84	GREEN
High-Normal	130-139	85-89	GREEN
Grade 1 Hypertension	140-159	90-99	YELLOW
Grade 2 Hypertension	160-179	100-109	RED
Grade 3 Hypertension	≥180	≥110	RED

WHO/ISH Definitions and Classification of Blood Pressure Levels










































Note: The classification color indicator can be shown different color according to the systolic pressure and diastolic pressure when displaying the measurement.

8. Displaying stored results

Press the **MEMO** button to display the stored results.


If there are results in the memory bank, the LCD will display most recent result including the memory number and blood pressure.

9. Troubleshooting




PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
LCD shows low battery symbol 	Low Battery	Change the batteries
>    	Pressure system is unstable before measurement	} v [š u } À try again.
>    	Fail to detect systolic pressure	
>    	Fail to detect diastolic pressure	
>    	Pneumatic system blocked or cuff is too tight during inflation	Apply the cuff correctly and try again
>    	Pneumatic system leakage or cuff is too loose during inflation	
>    	Cuff pressure above 300mmHg	Measure again after five minutes. If the monitor is still abnormal, please contact the local distributor or the factory.
>    	More than 3 minutes with cuff pressure above 15 mmHg	
>    	EEPROM accessing error	
>    	Device parameter checking error	
>    	Pressure sensor parameter error	
No response when you press button or load battery.	Incorrect operation or strong electromagnetic interference.	Take out batteries for five minutes, and then reinstall all batteries.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
LCD Display shows abnormal result	The cuff position was not correct or it was not properly tightened	Apply the cuff correctly and try again
	Body posture was not correct during testing	Review the instructions and retest.
	Speaking, arm or body movement during testing	Retest when calm and without speaking or moving during the test
	Irregular heartbeat (arrhythmia)	It is inappropriate for people with serious arrhythmia to use this Electronic Sphygmomanometer.

10. Technical Specifications

Model	KD-5005
Memory volume	120 times with time and date stamp
Power source	batteries 4 x 1.5V  SIZE AAA
Measurement range:	
Cuff pressure	0-300mmHg
Systolic:	60-260mmHg
Diastolic:	40-199mmHg
Pulse rate:	40-180 beats/minute
Accuracy:	
Pressure	
Pulse rate	

MAINTENANCE

1.  Do not drop this monitor or subject it to strong impact.
2.  Avoid high temperature and solarization. Do not immerse the monitor in water as this will result in damage to the monitor.
3. If this monitor is stored near freezing, allow it to acclimate to room temperature before use.
4.  Do not attempt to disassemble this monitor.
5. If you do not use the monitor for a long time, please remove the batteries.
6. Clean the monitor with a dry, soft cloth or a soft cloth squeezed well and moistened with water, diluted disinfectant alcohol, or diluted detergent.



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that this appliance be collected separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following tips:
 - Rechargeable battery.

- Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in the user manual and the head of the battery.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with the battery.
- Used battery has to be removed.
- Never try to shortcircuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.

Imported by CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL FRANCE




CAPTELEC FRANCE

59290 tWasquehal

Oberarm-Blutdruckmessgerät

1. Ansicht



Dieser Blutdruckmesser ist nicht geeignet für Personen mit schweren Herzrhythmusstörungen


KONFIGURATION UND GEBRAUCH

2. Batterien auswechseln

- Den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite des Monitors öffnen.
- 3 x AA-Batterien einlegen, dabei die Zeichen beachten.
- Das Batteriefach schließen.

3. Einstellung Datum und Uhrzeit

- Drücken Sie den Start-Knopf, um den Monitor einzuschalten.
 - Halten Sie den Start-Knopf gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und die Uhrzeitanzeige blinkt (siehe Fotos nächste Seite).
 - Reihenfolge: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute. Wenn die Zahlen blinken, mit Druck des Start-Knopfs ändern.
 - Drücken Sie den Start-Knopf, um die Uhrzeit einzustellen.
- Den Monitor mit dem Start-Knopf ausschalten.




Einstellung 12/24
Std.-Anzeige

Einstellung Jahr

- c. Wird der Blutdruckmesser 1 Minute lang nicht benutzt, schaltet er sich automatisch aus.
- d. Wenn die Batterien ausgetauscht werden, müssen Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden.

4. Anschluss der Manschette an den Blutdruckmesser


Den Schlauch der Manschette an den Anschluss an der linken Seite des Displays anschließen. Darauf achten, dass der Schlauch richtig angeschlossen ist, um zu verhindern, dass während der Messung Luft entweicht.



Den Schlauch beim Messen nicht zusammenpressen oder krümmen. Dies kann zu Fehlmessungen führen oder aufgrund eines zu hohen Drucks schädlich sein.

5. Anlegen der Manschette


- a. Das Ende der Manschette mithilfe der Schlinge nach außen ziehen, das Band um den Arm legen und mit dem Klettband verschließen.



- b. Die Manschette auf dem bloßen Arm, etwa 1 bis 2 cm oberhalb des Ellbogens anbringen. |

- c. In sitzender Stellung die Handfläche nach oben platzieren und den Arm auf eine ebene Fläche, z. B. Tisch legen. Den Schlauch wie auf der Abbildung in die Mitte des Unterarms (auf den Mittelfinger ausgerichtet) legen.


- d. Die Manschette muss sich leicht anbringen lassen und muss komfortabel sein. Ein Finger muss zwischen die Manschette und den Arm geführt werden können.



6. Körperhaltung beim Messen


Setzen Sie sich bequem für die Messung

- a. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und stellen Sie die Füße flach auf den Boden. Die Beine nicht kreuzen.
- b. Die Handfläche nach oben halten und den Arm auf eine ebene Fläche legen, z. B. Tisch.
- c. Die Mitte der Manschette muss sich in Herzhöhe befinden.




Messen in liegender Stellung

- a. Legen Sie sich auf den Rücken.
- b. Den linken Arm flach, mit der Handfläche nach oben, dem Körper entlang legen.
- c. Die Manschette muss sich in Herzhöhe befinden.



Nun den Knopf Start drücken. Die Manschette wird automatisch aufgepumpt strafft sich. Bleiben Sie ruhig und entspannt. Nicht sprechen. Warten, bis das endgültige Ergebnis auf dem Display erscheint. Sich auf folgende Tabelle beziehen, um die Ergebnisse zu analysieren.

7. Tabelle zur Auslegung der Ergebnisse8. Gespeicherte Ergebnisse

E Z u D •• v l, v v v ^]] Œ P v]•• µŒ Z Œµ l µ(] d •š
 µ•P • Z oš š u ' Œ š l, v v v ^] µŒ Z Œµ l Œ d •š cD D^]
 aufrufen.


Wenn mehrere Daten gespeichert sind, erscheint auf dem Display der zuletzt gemessene Blutdruck.

9. Fehlersuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Auf dem Display erscheint das Symbol	Batterie leer	Batterien austauschen
Auf dem Display erscheint "Er 0"	Drucksystem vor dem Messen instabil	Nicht mehr bewegen und noch einmal versuchen
Auf dem Display erscheint "Er 1"	Systolischer Druck kann nicht gefunden werden	
Auf dem Display erscheint "Er 2"	Diastolischer Druck kann nicht gefunden werden	
Auf dem Display erscheint "Er 3"	Druckluftsystem blockiert oder zu stark aufgepumpte Manschette während dem Messen	Die Manschette korrekt anlegen und neu beginnen
Auf dem Display erscheint "Er 4"	Dichtheitsproblem des Aufblassystems oder schlecht sitzende Manschette	
Auf dem Display erscheint "Er 5"	Manschettendruck höher als 300mmHg	5 Minuten warten und neu beginnen
Auf dem Display erscheint "Er 6"	Mehr als 3 Minuten mit Druck der Manschette über 15 mmHg	
Auf dem Display erscheint "Er 7"	Fehler Speicherzugang	
Auf dem Display erscheint "Er 8"	Fehler beim Messvorgang	
Auf dem Display erscheint "Er A"	Funktionsstörung Fühler	
Gerät schaltet sich nicht ein	Handhabungsfehler oder starke elektromagnetische Störung	Die Batterien ca. 5 Minuten aus dem Gerät entfernen und erneut einlegen


PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Auf dem Display erscheinen anormale Ergebnisse	Die Manschette war nicht richtig oder nicht fest genug angelegt	Die Manschette richtig anlegen und neu beginnen
	Ihre Stellung war beim Messen nicht korrekt	Siehe Abschnitt „ Körperstellung beim Messen “ und neu beginnen
	Sie haben beim Messvorgang gesprochen, sich bewegt oder waren sehr nervös	Den Messvorgang erneut beginnen, wenn Sie ruhig sind
	Herzrhythmusstörungen	Dieses Gerät ist nicht für Personen geeignet, die unter schweren Herzrhythmusstörungen leiden.

10. Technische Daten

Modell	KD5005
Speicherkapazität	120 Messungen
Stromversorgung	Batterien: 4 x 1.5  Type AAA
Druck der Manschette	0-300mmHg
Systolisch:	60-260mmHg
Diastolisch:	40-199mmHg
Herzschläge:	40-180 Pulsschläge/Minute

WARTUNG

1. Den Monitor gegen Stürze und Stöße schützen.
2. Hohe Temperaturen und intensive Sonnenbestrahlung vermeiden. Nicht in Wasser tauchen.
3. Wenn der Blutdruckmesser in kalter Umgebung verwendet wird, vor dem Einsatz eine gewisse Zeit warten, bis er sich der Raumtemperatur angepasst hat.
4. Nicht versuchen, das Gerät auseinander zu bauen.
5. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, die Batterien entfernen.

Entsorgung des Gerät 

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE), dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die richtigen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline Batterien)
- Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.


Importiert von CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL



CAPTELEC - FRANCE
59 290 – Wasquehal

Bloeddrukmeter arm

1. Algemeen aanzicht



! Deze bloeddrukmeter is niet geschikt voor personen die lijden aan ernstige hartritmestoornissen


CONFIGURATIE EN WERKWIJZEN

2. De batterijen veranderen

- Open het batterijvak achter op de display.
- Plaats vier batterijen van het type "AAA". Respecteer de polariteit van de batterijen.
- Plaats het deksel weer op het batterijvak.

3. De tijd en datum regelen


- Wanneer de bloeddrukmeter in de stand OFF staat, druk op de knop "MEM" gedurende 3 seconden. Er is een geluid hoorbaar en aanvankelijk knippert de tijd op de display (zie afbeelding). De sequentie is: jaar, maand, dag, uur en minuten. Terwijl de cijfers knipperen, druk op de knop "MEM" om de cijfers te overlopen. Houd de knop "MEM" ingedrukt om de cijfers sneller te overlopen.
- Om de display uit te zetten, druk op de knop "START / STOP."



- c. De bloeddrukmeter gaat automatisch uit na 1 minuut zonder activiteit.
- d. Wanneer u de batterijen vervangen hebt, moet u de datum en tijd opnieuw regelen.

4. De armband aan de bloeddrukmeter koppelen


Steek de slang van de armband in de uitgang links van **playisZorg** ervoor dat de slang correct ingevoerd is, om luchtlekken te voorkomen tijdens het meten van de bloeddruk.




Zorg ervoor dat de slang tijdens het meten niet geplet of verwrongen wordt, want dit kan fouten geven of schadelijk zijn omwille van te grote druk.

5. De armband om de arm doen

- a. Trek het uiteinde van de armband naar buiten (van het lichaam verwijderd) doorheen de metalen ring en breng de band met de velcro aan rond uw arm.



- b. Doe de armband om de blote arm op 2 cm boven het gewricht van de elleboog.
- c. Ga zitten en richt de handpalm naar het plafond. Streck de arm uit op een vlakke ondergrond zoals een bureau of tafel. Leg de slang in aan met de arm, uitgelijnd met de middenvinger.
- d. De armband moet makkelijk en comfortabel rond uw arm passen. U moet een vinger tussen de arm en de band kunnen steken.



6. Lichaamshouding tijdens het meten

Ga comfortabel zitten om de bloeddruk te meten

- a. Ga zitten en steun met de voeten plat op de grond. Kruis de benen niet.
- b. Richt de handpalm naar het plafond en strek de arm uit op een vlakke ondergrond zoals een bureau of tafel.
- c. Het midden van de armband moet ter hoogte van het hart komen.



Metten in liggende houding

- a. Ga op de rug liggen.
- b. Streck de linkerarm uit langs het lichaam met de handpalm naar het plafond gericht.
- c. De armband moet ter hoogte van het hart aangebracht worden.




Eens dit gebeurd is, druk op de knop Start. Het apparaat zal zich automatisch opblazen rond uw arm. Blijf rustig en ontspan u. Praat niet.

Wacht tot de eindresultaten op de display te zien zijn.

Hieronder vindt u de tabel voor de analyse van deze resultaten

7. Tabel lezingen




8. Geregistreerde resultaten

Na het meten kunt u de resultaten raadplegen in het geheugen door te drukken op de knop "MEM". U kunt ook drukken op de knop "MEM" wanneer het apparaat u de geregistreerde resultaten weer te geven.


Als het geheugen meer gegevens bevat, is op de display het meest recente resultaat van de bloeddrukmeting te zien.

9. Probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Op de display is het symbool  te zien	De batterijen is uitgeput	Vervang de batterijen
De display geeft "Er 0" weer	Onstabiel druksysteem vóór de meting	Beweeg niet meer en probeer opnieuw
De display geeft "Er 1" weer	Fout bij het meten van de systolische druk	
De display geeft "Er 2" weer	Fout bij het meten van de diastolische druk	
De display geeft "Er 3" weer	Pneumatisch systeem geblokkeerd of armband te strak tijdens het meten	Plaats de armband correct en probeer opnieuw
De display geeft "Er 4" weer	Opblaassysteem niet hermetisch of armband niet correct geplaatst	
De display geeft "Er 5" weer	Druk armband boven de 300mmHg	Wacht 5 minuten en meet opnieuw
De display geeft "Er 6" weer	Meer dan 3 minuten met druk armband groter dan 15 mmHg	
De display geeft "Er 7" weer	Fout toegang tot geheugen	
De display geeft "Er 8" weer	Fout tijdens meten	
De display geeft "Er A" weer	Defect van de sensor	
Het apparaat gaat niet meer aan	Hanteringsfout of sterke elektromagnetische storing	Verwijder de batterijen gedurende 5 minuten en plaats ze terug.


PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De display geeft abnormale resultaten weer	De armband is niet correct geplaatst of niet correct aangespannen	Breng de armband correct aan en probeer opnieuw.
	Uw positie was niet correct bij de laatste meting	Raadpleeg de paragraaf " Lichaamshouding tijdens het meten " en probeer opnieuw.
	U hebt gepraat, bewogen of bent nerveus of onrustig tijdens het meten	Meet opnieuw wanneer u rustig bent.
	Onregelmatig hartritme (hartritmestoornis)	Het gebruik van deze elektronische bloeddrukmeter is niet geschikt voor personen met ernstige hartritmestoornissen.

10. Technische kenmerken

Model	KD5005
Geheugencapaciteit	120 metingen
Energiebron	Batterijen: 4 x 1,5  TypeAAA
Druk armband	0-300mmHg
Systolisch:	60-260mmHg
Diastolisch:	40-199mmHg
Hartritme:	40-180 slagen/ minuut

ONDERHOUD

1. Laat de display niet vallen en stel hem niet bloot aan hevige stoten.
2. Vermijd hoge temperaturen en een intense blootstelling aan zonlicht. Het apparaat niet onderdompelen in water, want dit kan het beschadigen.
3. Als de bloeddrukmeter gebruik wordt bij koud weer, laat hem dan eerst op kamertemperatuur komen. Probeer het apparaat niet te demonteren.
5. Alshet apparaat een lange tijd niet gebruik zak worden, verwijder dan de batterijen.

Verwijdering van het apparaat 

Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat de huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen.
- o Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen (deze zijn langer bruikbaar dan saliebatterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen).
- o Gebruik nooit alkalinebatterijen in apparaten die bedoeld zijn voor heroplaadbare batterijen. Het gebruik van alkalinebatterijen in deze apparaten kan tot schade aan het apparaat leiden.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage. In extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meng nooit saliebatterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen kunnen oververhitten worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze kunnen te exploderen.
- Het is niet toegestaan batterijen te openen of te repareren.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingesluit wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum.
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

Geïmporteerd door CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL



CAPTELEC - FRANCE
59 290 – Wasquehal