

INSTRUCTIONS FOR USE (IFU) - PAGE 2:



CONTENTS: 1 X EYEWEAR WITH CASE 1 X INSTRUCTIONS FOR USE/ÍNDICE: 1 X GAFAS CON ESTUCHE 1 X INSTRUCCIONES DE USO
INHALT: 1 X BRILLE MIT ETUI 1 X GEBRAUCHSANWEISUNG/CONTENU : 1 PAIRE DE LUNETTE AVEC ETUI 1 MODE D'EMPLOI
CONTENUTO: 1 X OCCHIALI E RELATIVA CUSTODIA 1 X ISTRUZIONI PER L'USO/INNEHÅLL: 1 X GLASÖGON MED FODRAL 1 X BRUKSANVISNING

<p>EN ADJUSTABLE FOCUS GLASSES Sliding lenses change the focal power by the turn of a dial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have your eyes examined by an Eye Care Professional. • Eye exams can detect serious health problems that have no symptoms. • Adjustable eyewear is not intended to replace prescription eyewear. <p>• DO NOT use as eye protection. • DO NOT wear if discomfort is caused. • This device is NOT intended to correct astigmatism. • NOT for permanent use.</p> <p>• STORE this device in its protective case when not in use. • USE a damp lens cloth to clean the lenses. • DRY the lenses with clean cloth. • CLEAN with care. • DISPOSE of device in accordance with local regulations.</p> <p>CAUTION Do not use to view the sun directly. Filter category 03. The sun emits energy in the UVA and UVB parts of the solar spectrum that can damage the eyes. The lenses in this product offer protection from this harmful radiation.</p>	<p>ES GAFAS CON ENFOQUE AJUSTABLE Las lentes deslizantes cambian la capacidad de enfoque al girar la ruedecilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite a un profesional óptico para que le revise la vista. • Las revisiones oculares pueden detectar problemas de salud graves que no presentan síntomas. • El propósito de las gafas ajustables no es sustituir a las gafas graduadas. <p>• NO las utilice como protección ocular. • NO las lleve si le causan malestar. • Este dispositivo NO ha sido diseñado para corregir el astigmatismo. • NO son de uso permanente.</p> <p>• GUARDE este dispositivo en su estuche protector cuando no lo use. • UTILICE un paño húmedo para gafas para limpiar las lentes. • SEQUE las lentes con una solución para lentes y un paño limpio, suave y húmedo. • LIMPIE con cuidado. • DESECHE el dispositivo de acuerdo con la normativa local.</p> <p>PRECAUCIÓN No las utilice para mirar directamente al sol. Categoría de filtro 03. El sol emite energía en las partes UVA y UVB del espectro solar que puede dañar los ojos. Las lentes de este producto ofrecen protección frente a esta radiación dañina.</p>	<p>DE BRILLE MIT EINSTELLBARER SEHSTÄRKE Durch gleitende Gläser kann der Brechwert durch Drehen des Reglers angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie Ihre Augen von einem Augenarzt/Optiker untersuchen. • Bei Augenuntersuchungen lassen sich auch ernste Gesundheitsprobleme feststellen, bei denen sich keine Symptome zeigen. • Einstellbare Brillen sind kein Ersatz für verschreibungspflichtige Korrekturbrillen. <p>• NICHT als Augenschutz verwenden. • NICHT tragen, falls Beschwerden auftreten. • NICHT für die Korrektur von Astigmatismus geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brille im Schutzetui AUFBEWAHREN, wenn sie nicht verwendet wird. • Gläser mit einem feuchten Brillentuch REINIGEN. • Gläser mit einem Pflegemittel und einem weichen, feuchten, sauberen Tuch TROCKNEN. • Vorsichtig REINIGEN. • Unter Einhaltung der lokalen Gesetze ENTSORGEN. <p>VORSICHT Nicht verwenden, um direkt in die Sonne zu sehen. Filterkategorie 03. Die Sonne gibt Energie im UVA- und UVB-Bereich des Spektrums ab, die die Augen schädigen kann. Die Gläser in diesem Produkt können vor dieser schädlichen Strahlung schützen.</p>	<p>FR LUNETTES À FOCAL VARIABLE Les verres coulissants changent la puissance focale par rotation d'une molette.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faites examiner vos yeux par un optométriste. • Les examens des yeux peuvent permettre de détecter des problèmes de santé ne présentant pas de symptômes. • Les lunettes réglables ne sont pas conçues pour remplacer les lunettes délivrées sur ordonnance. <p>• Ne les utilisez PAS comme protection oculaire. • Ne les utilisez PAS en cas d'inconfort. • Ce produit n'est PAS destiné à corriger l'astigmatisme. • N'utilisez PAS ces lunettes en permanence.</p> <p>• RANGÉZ ce produit dans son étui de protection lorsque vous ne l'utilisez pas. • UTILISEZ un chiffon à lunettes mouillé pour nettoyer les verres. • SÉCHEZ les verres avec une solution destinée à cet effet un chiffon doux, propre et mouillé. • NETTOYEZ-LES avec soin. • JÉTEZ ce produit conformément aux réglementations locales.</p> <p>ATTENTION N'utilisez pas ces lunettes pour regarder directement le soleil. Filtre de catégorie 03. Le soleil émet une énergie correspondant aux parties UVA et UVB du spectre solaire qui peut endommager les yeux. Les verres de ce produit offrent une protection contre ces radiations nuisibles.</p>	<p>IT OCCHIALI CON MESSA A FLUOCO REGOLABILE Ruotando la rotellina, le lenti scivolano l'una sull'altra variando il potere diottrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultare regolarmente un professionista della visione per un esame della vista. • La visita oculistica può rilevare la presenza di eventuali patologie asintomatiche. • Gli occhiali regolabili non sostituiscono le lenti prescritte dallo specialista. <p>• NON utilizzare come dispositivo di protezione oculare. • NON indossare in caso di sensazione di fastidio. • Questo dispositivo NON è destinato a correggere l'astigmatismo. • NON per uso permanente.</p> <p>• RIPORRE questo dispositivo nella sua custodia protettiva quando non viene utilizzato. • USARE un panno per lenti inumidito per pulire le lenti. • ASCIUGARE le lenti con un panno per lenti morbido, inumidito con una soluzione per lenti. • PULIRE con cura. • SMALTIRE il dispositivo secondo le normative locali.</p> <p>ATTENZIONE Non usare per guardare direttamente il sole. Filtro di categoria 03. Il sole emana radiazioni generate dagli UVA e UVB dello spettro solare che possono provocare lesioni oculari. Le lenti di questo prodotto forniscono una protezione da tali radiazioni nocive.</p>	<p>SE GLASÖGON MED JUSTERBART FOKUS Med justerbara glas kan fokus förändras genom att man vrider på en ratt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gör en synundersökning hos optiker eller ögonläkare. • Vid en synundersökning kan allvarliga hälsoproblem som inte ger symptom upptäckas. • De justerbara glasögonen är inte avsedda att ersätta glasögon du ordinerats. <p>• Använd INTE som ögonskydd. • Använd INTE om de orsakar obehag. • Glasögonen är INTE avsedda att korrigera astigmatism. • Ska INTE användas permanent.</p> <p>• FÖRVARA glasögonen i det skyddande fodralet när de inte används. • ANVÄND en fuktig linsduk för att rengöra glasen. • TORKA glasen med linsvätska och en mjuk, fuktig ren duk. • RENGÖR dem försiktigt och noggrant. • KASSERA glasögonen i enlighet med lokala bestämmelser. <p>VARNING Ska inte användas för att titta direkt mot solen. Filterkategori 03. Solen avger energi som ligger inom solspektrumets våglängdsområdet för UVA och UVB, vilket kan skada ögonen. Glasen i denna produkt skyddar mot den skadliga strålningen.</p> </p>
--	---	---	---	--	---

MANUFACTURED BY:
ZEITO PLASTIC COMPONENTS, SDN BHD LOT 19-4,
BERSATU INDUSTRIAL COMPLEX, JALAN C.J 1/1, CHERAS JAYA,
SELANGOR D. E. 43200 MALAYSIA

EC REP S&M EUROPE
29 rue Cassiniellon
01100 OYONNAX - France


REF: EM02-212-G1 REV1.0