



Gebrauchsanweisung Inhalator

1. Das Oberteil des Inhaliergerätes kann einfach vom Unterteil gelöst werden.
2. Das Unterteil kann nun befüllt werden. Schütten sie heißes Wasser hinein.
3. Geben sie danach das Inhalat hinzu oder befüllen sie es mit der fertigen Inhalationslösung bis zur Markierung.
4. Schrauben sie nun vorsichtig das Oberteil mit dem Mundstück auf das Unterteil.
5. Stellen sie noch einmal fest, dass es richtig zugeschraubt ist. Stellen sie den Inhalator auf eine ebene, hitzebeständige Unterlage und beginnen sie mit dem Inhalationsvorgang.

Verbrühungsgefahr. Bitte lassen sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen. Heißes Wasser kann zu Verbrennungen führen. Ober- und Unterteil können normal abgespült werden.
Spülmaschinengeeignet

NL: SHD Inhalator

1. Het bovenste deel van de inhalator kan gemakkelijk worden losgemaakt van het onderste deel
2. Het onderste deel kan nu worden gevuld. Giet er heet water in.
3. Voeg vervolgens de inhalatie toe of vul deze met de voltooide inhalatieoplossing tot het merkteken.
4. Schroef nu voorzichtig het bovenste deel met het mondstuk op het onderste deel.
5. Zorg ervoor dat het goed is vastgeschroefd. Plaats de inhalator op een vlak, hittebestendig oppervlak en start het inhalatieproces.

Risico op brandwonden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter. Heet water kan brandwonden veroorzaken. Bovenste en onderste delen kunnen normaal worden afgespoeld. Vaatwasserbestendig

Französisch: SHD Inhalateur

1. La partie supérieure de l'inhalateur peut être facilement détachée de la partie inférieure
2. La partie inférieure peut maintenant être remplie. Versez de l'eau chaude dedans.
3. Ensuite, ajoutez l'inhalation ou remplissez-la avec la solution d'inhalation terminée jusqu'à la marque.
4. Vissez maintenant soigneusement la partie supérieure avec l'embout buccal sur la partie inférieure.
5. Assurez-vous qu'il est correctement vissé. Placez l'inhalateur sur une surface plane et résistante à la chaleur et démarrez le processus d'inhalation.

Risque d'échaudure. Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance. L'eau chaude peut provoquer des brûlures. Les parties supérieures et inférieures peuvent être rincées normalement. (lave-vaisselle)